

SESTAVA

100 g raztopine vsebuje
0,02 g klorheksidin
diglukonata.

Pomožna snov:
prečiščena voda

SHRANJEVANJE

Shranjujte pri

temperaturi do 25 °C,
nedosegljivo otrokom!

Tekočina za izpiranje ran
je galenski izdelek, ki se
izdaja brez recepta
v lekarnah.

Serijska št.: XXXXXXXXX

Uporabno do: XXXXXX



OBALNE LEKARNE KOPER

GALENSKI LABORATORIJ

OIC - Hrnelje 14 C, Kozina

TEKOČINA ZA IZPIRANJE RAN

50 ml dermalne raztopine

- **razkužuje**
- **ne peče**



DELOVANJE

- čisti in razkužuje manjše
površinske rane in praske,
 - dezinficira pike insektov.
- Primerna je za odrasle in otroke.
Pri oskrbi globljih ran
se posvetujte z zdravnikom.

UPORABA

Tekočino za izpiranje ran
obilno razpršite
na poškodovano mesto
in pustite, da se posuši.

ZA ZUNANJO UPORABO!

